


# Transductores

<p><b>C5-2Q</b></p>  <p>2 - 5 MHz Convexo</p>	<p><b>C5-1Q</b></p>  <p>1 - 5 MHz Convexo de Cristal Único</p>	<p><b>MC8-4Q</b></p>  <p>4 - 8 MHz Micro-Convexo</p>	<p><b>MC9-3TQ</b></p>  <p>3 - 9 MHz Micro-Convexo</p>
<p><b>C6-2MQ</b></p>  <p>2 - 6 MHz Convexo Volumétrico 3D/4D</p>	<p><b>L12-5Q</b></p>  <p>5 - 12 MHz Lineal</p>	<p><b>L17-7HQ</b></p>  <p>7 - 17 MHz Lineal de Alta Frecuencia</p>	<p><b>L17-7SQ</b></p>  <p>7 - 17 MHz Lineal Compacto de Alta Frecuencia</p>
<p><b>E10-3BQ</b></p>  <p>3 - 10 MHz Endocavitario (200°)</p>	<p><b>E10-3HQ</b></p>  <p>3 - 10 MHz Endocavitario (200°)</p>	<p><b>P5-1Q</b></p>  <p>1 - 5 MHz Sectorial</p>	<p><b>P7-3Q</b></p>  <p>3 - 7 MHz Sectorial Pediátrico</p>

Siendo Productivo  
Siendo Confianza

Acclarix™ LX3  
Sistema de Ultrasonido Diagnóstico






# Impresionante claridad

Compactado con la innovadora tecnología Edan TAI y múltiples tecnologías de procesamiento de imágenes, Acclarix LX3 podría mostrar perfectamente la imagen de ultrasonido en diferentes modos, ayudando al ecografista a realizar un diagnóstico más preciso.

- La arquitectura de alta fidelidad y gran cantidad de canales da un resultado con una excelente resolución de detalles, particularmente en profundidad
- Imágenes Adaptativas de Tejidos (TAI) optimiza de forma continua y automática las imágenes permitiendo un mayor enfoque en el paciente
  - En el modo B, TAI afina varios parámetros para proporcionar la mejor calidad de imagen posible
  - En Doppler, TAI se ajusta automáticamente al estado del flujo, proporcionando una continuidad mejorada, detección de bordes y relleno de color.




Cara Fetal




Corazón Fetal




MSK



Bazo Doppler Color



TVD



M Anatómico

# Nueva Generación de Capacidad y Flexibilidad

Integrado con apariencia compacta, tecnología de vanguardia y flujo de trabajo inteligente, Acclarix LX3 proporciona una innovación más valiosa. Su excelente rendimiento de imagen juega un papel importante en la prevención y detección temprana en la atención médica primaria, enriqueciendo la aplicación de diagnóstico y mejorando el valor clínico.

# La Virtud del Valor

El Acclarix LX3 ofrece un valor y un rendimiento incomparables en una amplia gama de aplicaciones:

- Abdomen
- Cardíaco
- Pequeñas partes
- OB/GYN
- Vascular
- MSK
- Difícil de imagen
- Mama
- Nervio

# Diseño Distintivo



Diseño de calentador de gel considerado para una mejor experiencia



Panel de usuario con pantalla táctil personalizable para simplificar el diagnóstico



5 puertos de transductores activos para maximizar la aplicación clínica



Teclado con giratorio dedicado para plegar fácilmente